
Subject: Unterschiede von Nadeln zum Einsatz in medizinischen und kosmetischen Bereichen

Posted by [Prohairclinic](#) on Fri, 25 Sep 2015 10:19:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

An dieser Stelle möchten wir die gravierenden Unterschiede zwischen „normalen“ medizinischen Nadeln, Tattoo-Nadeln und speziellen SMP-Nadeln (zum Einsatz bei Mikrohaarpigmentierungen) näher beleuchten.

Es ist allgemein bekannt, dass medizinische Nadeln Bestandteile der Instrumente von Ärzten und Chirurgen sind und für operative Eingriffe benötigt werden. Aber auch bei kosmetischen Behandlungen (Tattoos) und Mikrohaarpigmentierungen (MHP, Tricopigmentation) kommen medizinische Nadeln zum Einsatz. Allerdings finden je nach Art der Behandlung unterschiedliche Nadeln Anwendung und auch die Auswirkungen der Behandlungen sind sehr verschieden aufgrund der voneinander abweichenden Beschaffenheiten der Nadeln. Diese zeigen sich bereits deutlich im optischen Erscheinungsbild:

- Links: Gewöhnliche medizinische Nadel (30 G)
- Mitte : SMP Nadel für Mikrohaarpigmentierungen
- Rechts: Eine „5-polige“ Nadel, die gewöhnlich im Tattoo-Bereich Anwendung findet

Medizinische Nadeln (im Bild links) werden in der Regel benötigt, um flüssige Substanzen (Arzneimittel) unter die Haut von Patienten zu verbringen. Zu diesem Zwecke besitzen die Nadeln eine abgeschrägte Spitze und es handelt sich um Hohladeln, um die jeweilige Flüssigkeit transportieren zu können.

Tattoo-Nadeln sind in vielen Größen und Formen erhältlich, mehrheitlich werden jedoch sogenannte „5-polige-Nadeln“ verwendet (im Bild rechts). Diese Nadeln dringen weitaus tiefer in die Haut ein (1-2 mm), als vergleichsweise eine SMP-Nadel (0,5 mm) bei einer Mikrohaarpigmentierung (Bildmitte). Die Unterschiede der verschiedenen Nadeln sind deutlich auszumachen.

SMP-Nadeln wurden speziell für den Einsatz bei Mikrohaarpigmentierungen entwickelt - zur professionellen Anwendung durch geschulte, erfahrene Behandler, wie beispielsweise Prohairclinic. Die SMP-Nadeln unterscheiden sich gravierend von gängigen medizinischen Nadeln. Das einzelne menschliche Haar, welches im Zuge einer Mikrohaarpigmentierung imitiert werden soll, ist sehr dünn und klein. Dementsprechend werden für eine professionelle Behandlung auch sehr kleine und filigrane Instrumente/Nadeln benötigt. Prohairclinic verwendet zur Mikrohaarpigmentierung die kleinsten marktweit erhältlichen SMP-Nadeln, denn ausschließlich diese Nadeln erlauben eine perfekte Nachbildung echter Haare.

Eine Mikrohaarpigmentierung stellt hohe Anforderungen an die Instrumente und den Behandler.

Um diese Ansprüche erfüllen zu können, wurden die SMP-Nadeln auf ganz spezielle Weise entwickelt. Sie besitzen keine glatte Spitze, sondern das Material ist leicht abgerieben/rauh. Diese neue Entwicklung verleiht den Pigmenten mehr "Grip" auf der Haut, auf diese Weise lassen sich Haare perfekt und in optimaler Hauttiefe (0,5 mm) nachbilden.

File Attachments

1) [3 naalden.jpg](#), downloaded 620 times



Subject: Aw: Unterschiede von Nadeln zum Einsatz in medizinischen und kosmetischen Bereichen

Posted by [Prohairclinic](#) on Tue, 06 Oct 2015 14:32:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Und soooooo klein ist unser mikrohaarpigmentation nadel

File Attachments

1) [naald 15 micron - kopie.jpg](#), downloaded 555 times

