
Subject: 3000 Grafts über 2 Tagen

Posted by [Prohairclinic](#) on Fri, 28 Jul 2017 15:12:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wir glauben, dass sehr große Sessions manchmal besser über einen Zeitraum von 2 Tagen durchgeführt werden.

Dies vermeidet fatigue und Arbeitsdruck.

Unser Team arbeitet ausschließlich mit manuellen Prozeduren.

Unsere Extraktionen werden mit einem 0,7-0,8 mm Punch durchgeführt.

Auch wir sind vorsichtig, aus der sicheren Zone zu extrahieren, wie man im Bild des Spenderbereichs sehen kann.

File Attachments

1) [2017-07-28 \(15\).png](#), downloaded 1868 times



2) [20170728_145923 - kopie.jpg](#), downloaded 1801 times

