
Subject: So wirkt PRP- Aktiv in Japan und den USA
Posted by [Pepejun](#) on Thu, 03 May 2018 02:50:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Virle negative Berichte Betreff: PRP

Ich glaube das Plasma wird nicht aktiviert. Und einfach aus Geldgeilheiz schnell, schnrll PPP gewonnen und das in die Kopfhaut injiziert. IN EUROPA.

Hier eine Möglichkeit die ich mit meinem HA ausprobieren und ich danach mit Hilfe Dermapen in die Kopfhaut needle.: DAS WICHTIGSTE IST DAS SOGENANTE BUFFY COAT: Buffy Coat = PRP + wird es aktiviert.

Hab mich noch weiter Informiert:

Also was ich brauche ist dieses BUFFY COAT + muss dieses aktiviert werden.

Das ganze wird laut Herstellung: 2x zentrifugiert:

1.ACD-A sol+ Blut wird entnommen(bei der Aktivierung bin ich mir nicht sicher.Sie kennen sich da bestimmt aus).

2. Zentrifuge: 160g / 10 min und bei 20 Grad

3. Das PPP + Buffy Coat werden von den roten Blutkörperchen getrennt und in einen neuen Behälter geleert.

4. PPP+ BC Zentrifuge: 400g /10min bei 20 Grad

5. 1/4 des Volumens des PPP wird entsorgt:
Produkt: P-PRP

6. Aktivierung: P-PRP+ 10% CaCl₂ mischen und aktivieren, wie auch immer da bin ich mir nicht sicher.

Gibt so viele Möglichkeiten und mich interessiert dieses Thema sehr: Hab von dieser Aktivierung noch nie was gehört in EU. In Japan/USA ist es Standart. Deswegen haben Sie auch mit der PRP Behandlung auch so gute Erfolge.

Ich hoffe es klappt.

Mit freundlichen Grüßen

Pepe

File Attachments

1) [E8A87B1C-442B-43AD-B0C7-7958B433F9D6.png](#), downloaded 566 times
